



## Nitrile

Ambidestri, senza polvere, con finitura esterna granitiforme per una miglior presa. Il processo di clorinatura applicato internamente elimina le tracce di polvere di produzione e di elementi contaminanti, rendendo i guanti anallergici e adattabili anche alle mani più intolleranti e sensibili. Lo spessore di 0,10 mm rende i guanti molto sensibili al tatto, confortevoli e allo stesso tempo resistenti. Sono conformi per l'utilizzo in ambito medico e sono idonei per il contatto con alimenti.

## Marcatura CE

**Dispositivo Protezione Individuale - III categoria, CE 0465**  
ai sensi D.Lgs. **475/92** in attuazione della Direttiva Europea **89/686/CEE**.

Attestato di certificazione CE: **CIMAC 0162/17933/11**

**Dispositivo Medico MONOUSO di CLASSE I - NON STERILE**  
ai sensi della Direttiva Europea **93/42/CEE**.  
**CND T01020299 - RDM 662789**

GUANTI » MONOUSO » NITRILE

## Nitrile

Cod. **393020**

Guanto in nitrile AQL 1.5

### Specifiche:

- Monouso e ambidestri
- Senza polvere, clorinati
- Spessore 0,10 mm
- Finitura esterna granitiforme
- Elevata sensibilità e destrezza
- Idonei al contatto alimentare
- Conformi all'impiego in campo medicale

Scatola da 100 pezzi

Cartone da 10 scatole

### Campi d'impiego:

- Settore medico / farmaceutico / veterinario
- Igiene per la collettività
- Dentisti / Studi medici / Laboratori d'analisi
- Preparazione cosmetici / farmaci
- Assemblaggio di piccoli pezzi oleosi
- Ispezione prodotti / Controllo qualità
- Industria alimentare
- Catering / Mense / Distribuzione alimentare
- Utilizzo tempere / pitture / vernici
- Tipografie / Industria grafica

## Info Tecniche

|                 |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo        | NITRILE                                                                                                                                                                             |
| Codice          | 393020                                                                                                                                                                              |
| Modello polso   | bordino arrotolato salvagoccia                                                                                                                                                      |
| Lunghezza ca.   | cm 24,5 (tg. L)                                                                                                                                                                     |
| Colore          | azzurro                                                                                                                                                                             |
| Taglie (EN 420) | S (7), M (8), L (9), XL (10)                                                                                                                                                        |
| Categoria       | Protezione dell'utilizzatore dal contatto con i prodotti chimici liquidi e i microrganismi<br>Protezione del prodotto manipolato<br>Protezione dell'utilizzatore nel campo medicale |

Certificazioni



EN 374 EN 374  
CONFORME A: REGOLAMENTO (UE) N. 10/2011  
REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004  
DIRETTIVA 85/572/CEE E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Il presente dispositivo è conforme all'impiego come **Dispositivo Medico MONOUSO di CLASSE I - NON STERILE**

## Certificazioni e test

Il guanto **NITRILE** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- **TEST EN 420** (Requisiti generali dei guanti di protezione)
- **TEST EN 388** (Resistenza contro rischi meccanici)
- **TEST EN 374-1/2/3** (Resistenza alla penetrazione e alla permeazione da parte dei prodotti chimici e dei microrganismi)
- **TEST Direttiva Europea 93/42/CEE** per uso medicale
- **TEST EN 455-1/2/3/4** (Guanti medicali monouso - requisiti e prove)
- **TEST di migrazione globale** (Idoneità al contatto alimentare) in conformità alla Direttiva Europea 85/572/CEE e successive modifiche.

### EN 420 - Guanti di protezione - Requisiti generali

|           | Livello di prestazione |
|-----------|------------------------|
| Destrezza | 5                      |

### EN 388 - Guanti di protezione contro rischi meccanici

| RESISTENZA     | Livelli di prestazione |
|----------------|------------------------|
| Abrasione      | 0                      |
| Taglio da lama | 0                      |
| Lacerazione    | 0                      |
| Perforazione   | 0                      |

### EN 374-2 - Resistenza alla penetrazione

Guanti impermeabili all'acqua e bassa protezione chimica

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Test di perdita d'aria  | Superato |
| Test di perdita d'acqua | Superato |

### Protezione contro microrganismi



|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Livello di prestazione               | 2   |
| Livello di collaudo                  | G1  |
| Livello di qualità accettabile (LQA) | 1.5 |

### Resistenza alla permeazione dei prodotti chimici (EN 374-3) - Rischio chimico



Test di permeazione

Elenco dei prodotti chimici e dei livelli di prestazione

| Prodotto chimico       | Indice di permeazione | Codice | Tempo di passaggio (min.) |
|------------------------|-----------------------|--------|---------------------------|
| Dietilammina           | 2                     | G      | 30                        |
| Idrossido di sodio 40% | 3                     | K      | 60                        |
| Acido solforico 96%    | 2                     | L      | 30                        |

### EN 455-1 - Guanti medicali monouso - Assenza di fori

Prova di tenuta all'acqua

| Valore          | Livello d'ispezione | AQL |
|-----------------|---------------------|-----|
| Assenza di fori | G1                  | 1.5 |

### EN 455-2 - Guanti medicali monouso - Proprietà fisiche

|                   |                                                 |           |                        |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| Carico di rottura | Durante lo stoccaggio                           | Min 6.0 N | N = 13<br>Valore medio |
|                   | Dopo l'invecchiamento (a 70 ± 2°C per 7 giorni) | Min 6.0 N |                        |

L'intero processo di produzione e commercializzazione del prodotto è certificato **ISO 9001**.

## Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti cioè tagli, fori, screpolature, ecc...

Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI.

**In caso di utilizzo come dispositivo medico NON STERILE, l'impiego deve essere di tipo temporaneo se usato in modo invasivo, in relazione agli orifizi naturali del corpo. Esso NON DEVE essere utilizzato a contatto con ferite aperte o in campo chirurgico o all'interno di orifizi non naturali del corpo o ove richiesta la STERILITA' del dispositivo.**

Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti sulla nota informativa.

## Conservazione

I guanti sono confezionati in scatole di cartone.

I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso. Il guanto deve essere utilizzato, a confezione integra ed a condizioni di conservazione come indicato sulla confezione, **massimo entro la data di scadenza indicata sulla stessa.**

I guanti devono essere sostituiti al termine del loro utilizzo essendo "monouso" e pertanto non possono essere sottoposti ad operazioni di manutenzione.

## Note

I guanti usati possono essere contaminati da prodotti chimici o biologici, smaltire in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).

L'eventuale presenza di sostanze allergeniche sinora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare eventuali casi osservati di ipersensibilità o di reazione allergica. Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.

OUR HANDS ARE THE MOST IMPORTANT WORK TOOL

[www.boxerline.com](http://www.boxerline.com)



Boxerline by NW/Neri