



**GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE, AMBIDESTRI, NON STERILI, PROTEZIONE EXTRA
DM CLASSE I e DPI I CATEGORIA**

Nome Commerciale:	CLINISAFE EXTRA PROTECTION
Produttore:	CLINI-LAB S.R.L. , Conselve (PD), Italia
Distributore:	CLINI-LAB S.R.L. , Conselve (PD), Italia
Classificazione:	Dispositivo Medico di Classe I non sterile, conforme al Regolamento (UE) 2017/745 e D.lgs. 46/97 e s.m.i. (CND T010201). Dispositivo di Protezione Individuale di I Categoria, conforme al Regolamento (UE) 2016/425 ed al D.Lgs.475/92 e s.m.i., con marchio CE.
Destinazione d'uso:	protezione da agenti biologici, protezione da contatto accidentale con sostanze chimiche, esplorazione, esame, medicazione, terapia, diagnostica, laboratorio. Protezione delle mani da rischi di lieve entità causati da strumenti meccanici e prodotti chimici.
UDI-DI di Base:	8029686EXAMINGLOVESNSML

Descrizione – Materiale di produzione

Guanto non sterile, monouso, prodotto in lattice di colore blu scuro, privo di polvere lubrificante, manica lunga. La speciale superficie microtesturizzata fornisce un eccellente grip in un compromesso ottimale tra resistenza e sensibilità tattile. Spessore elevato per garantire resistenza meccanica e robustezza senza compromettere il comfort.

Conformità – Standard di riferimento:**Prodotto:**

- EN 455 parti 1, 2, 3 & 4;
- ASTM D5250;
- Regolamento UE 2016/425 e D.Lgs.475/92;
- Regolamento UE 2017/745 e D.Lgs. 46/97.

Confezionamento:

- Regolamento UE 2016/425 e D.Lgs.475/92;
- Regolamento UE 2017/745 e D.Lgs. 46/97.
- EN ISO 15223-1.

Produzione:

- ISO 9001
- ISO13485.

Distribuzione:

- ISO 9001
- ISO13485.



Principali caratteristiche:

- » Forma ambidestra con dita dritte;
- » Superficie esterna microtesturizzata su tutta l'area palmare e sulle dita tale da assicurare un'ottima presa sia in condizioni di asciutto che di bagnato senza compromettere la sensibilità tattile;
- » Polsino rinforzato con bordino elastico: assicura una facile indossabilità, impedisce il rotolamento all'indietro garantendo un'ottima aderenza del guanto sul braccio e/o sul camice, previene strappi e lacerazioni mentre lo si indossa;
- » Spessore elevato per garantire resistenza meccanica e robustezza senza compromettere il comfort.
- » Assenza di polvere, quindi eliminazione di tutti i problemi connessi con l'utilizzo della stessa. Superficie interna rivestita di polimeri al fine di garantire una facile calzatura del guanto;
- » Il grado di qualità (Acceptable Quality Level) per assenza di fori è rilevato lotto per lotto con il metodo water leak test, secondo AQL per assenza di fori pari a 1.0 a livello di ispezione GI (piani di campionamento conformi ISO2859-1).

DIMENSIONI DEL GUANTO (in mm)

Taglia	Extra small (5 ½)	Small (6-6 ½)	Medium (7-7 ½)	Large (8-8 ½)	Extra large (9)
LARGHEZZA mm	75±10	80±10	95±10	111±10	115±10
LUNGHEZZA mm	300 min	300 min	300 min	300 min	300 min

SPESSORE (doppio strato) in mm

Apice dita (a 13±3 mm. dalla punta estrema del dito)	0.76 mm
Spessore palmo (al centro del palmo)	0.46 mm
Spessore polso (a 25±5 mm. dalla fine del polsino)	0.45 mm

CODICE ARTICOLO E CONFEZIONE:

CODICE	TAGLIA	REPERTORIO	CONFEZIONE	IMBALLO
EXTRA-00	X-Small (5 ½)	1630930/R	Dispenser 50 pezzi	Imballo 500 pezzi
EXTRA -01	Small (6-6 ½)	1630931/R	Dispenser 50 pezzi	Imballo 500 pezzi
EXTRA-02	Medium (7-7 ½)	1630925/R	Dispenser 50 pezzi	Imballo 500 pezzi
EXTRA-03	Large (8-8 ½)	1630933/R	Dispenser 50 pezzi	Imballo 500 pezzi
EXTRA-04	Extra-Large (9)	1630936/R	Dispenser 50 pezzi	Imballo 500 pezzi

I guanti sono confezionati in scatole dispenser da 50 pezzi disposti in modo tale da permettere l'estrazione di un solo guanto alla volta attraverso apposita apertura ed in imballi da 500 pezzi. Le confezioni sono marcate in modo leggibile con le seguenti informazioni: descrizione del contenuto, nome ed indirizzo del produttore, taglia del guanto, quantità, mese ed anno di produzione e di scadenza, indicazione di monouso, il numero di lotto, marchio CE, nota informativa, pittogrammi norme di riferimento, codice a barre ed ogni altra informazione utile per lo stoccaggio e la manipolazione.

Conservazione del prodotto:

I guanti in lattice non hanno particolari esigenze di stoccaggio, il prodotto mantiene una buona stabilità nel tempo purché conservato in luoghi freschi, asciutti e lontani da fonti di calore. Il periodo di validità del prodotto è di cinque anni dalla data di produzione.